



THE BODY CONDITIONER

<http://www.shinsedai.co.jp/bcj/>

ザ・ボディコンディショナ製品仕様

タッチパネル式PC*	
液晶ディスプレイ 1台	18.5インチ、オールインワンデスクトップコンピュータ、スクリーンタッチ入力、130ワット電源、高さ:386mm、幅:477mm 奥行き:103mm、重量:約7.3kg OS Windows Vista もしくはWindows7
プリンター*	
プリンター 1台	高速、小型インクジェットプリンター、サイズ A4、解像度9600×2400dpi、給紙方式後トレイ、最大給紙枚数(普通紙)50枚、動作環境 温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)、外形寸法(トレイ類含まず)
アプリケーションソフト	
パソコンにインストール済み	1式
アクションセンサ	
アクションセンサ 4個(背中用・腰用・右腕用・左腕用)	最大外形寸法:高さ約78mm、幅約36mm、奥行き約11mm、質量 約23g(電池含む)、無線通信
アクションアンテナ	
アクションアンテナ 1個	高さ:36mm 幅:90mm 奥行き:25mm(折りたたみ時)、重量:約26g
アンテナアダプタ	
アンテナアダプタ 1個	高さ:45mm 幅:90mm 奥行き:25mm、重量:約48g

センサー装着用ベルト	
センサー装着用ベルト	1式(背中用・腰用・右腕用・左腕用)
USBケーブル	
USBケーブル	1本 長さ:約1m、重量:約29g
ボタン電池	
ボタン電池	8個 リチウム電池(CR2032)
取扱説明書	
取扱説明書	1式
部品収納用バック	
部品収納用バック	1個 高さ:36cm(取っ手含む) 幅:38cm 奥行き:7cm、重量:約470g

*ただし、記載商品が無い場合、それと同等の商品になります。
 ●Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●本カタログ記載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。●本カタログに記載されている製品モニターの画像および表示はすべて合成です。

商品に関するお問い合わせは下記まで。

XaviX ザビックス **ホットダイヤル** ☎ **0120-775-248**
 受付時間/10:00~17:00(土日祝、除く)

フリーダイヤルがご利用できない場合は**077-565-6673**へおかけください。

URL <http://www.shinsedai.co.jp/bcj/>
E-Mail xavixcs@xavix.jp

開発・製造/新世代株式会社 <http://www.shinsedai.co.jp>
 監修/特定非営利活動法人 日本メディカルパーソナルサポート協会 <http://www.jamps.jp>

製品の名称、およびサービス名称等は、新世代株式会社の登録商標または商標です。詳しくは、各製品の取扱説明書をご覧ください。

新世代株式会社

製品の名称、仕様などは変更することがあります。
 なお、掲載してある製品の色は印刷インキの関係上、事実と多少異なることがあります。

A05-1005-001A



3Dセンサによる体の動作分析システム -ザ・ボディコンディショナ- THE BODY CONDITIONER



身体のゆがみ改善で
健康促進！スタイルアップ！

4つの
3次元センサ
動作分析

THE BODY CONDITIONERはセンサで身体の動作分析を行い、その人の問題点を解決する最適な運動プログラムを提供します。



THE BODY CONDITIONER

世界初、3Dセンサで身体の動作をDynamic Data(動的)分析

ザ・ボディコンディショナは、これまでの方法では困難とされた、3次元センサで体の動作をとらえ、身体の歪みやバランスを測定。

世界初、「ヒトの動作」から簡単かつ正確に測定を行います。筋肉の伸縮性や脂肪の付きやすい部位の特定など、またウォーキングスタイルを動的に予測するなど、これまでには出来なかった分析が可能となりました。

パソコンの操作が苦手な方でも画面に触れるだけで操作できる、タッチパネル方式を採用しています。




1 誰でも簡単に測定

ザ・ボディコンディショナは、各個人の身体の不調や気になる体型の原因をつきとめ、身体のコンディションを整える運動メニューで身体の悩みを解消。改善する様子を数値で確認することで、継続のためのモチベーションをしっかりとサポートします。専門知識がなくてもザ・ボディコンディショナの音声と画面インストラクターに従って操作するだけで、身体の歪みの分析から運動指導の提供まで、簡単に良質のサービス提供が可能となります。

ふだん着のまま、専用ベルトを装着し、測定することが出来ます。

測定時間はベルト装着から、測定結果レポート印刷までたったの3分。



2 身体バランスをパーソナル診断

4つの測定メニューから身体のバランスをパーソナルに分析。

わかりやすいポイント表示、点数評価により、コンディショニングの効果が数字で把握できます。さらに、さまざまなパラメータでわかり易く分析結果が表示されます。




測定結果シート

3 最適なコンディショニングメニューを提供

身体の歪みのパターンに合わせ、お客様に最適なプログラム提供が可能になります。筋肉が硬い部分にはストレッチ運動を、脂肪がつきやすい部分には筋力トレーニングでコンディショニング。

身体の不調の理由、気になる体型の原因をつきとめ、最適なコンディショニングメニューを提供。身体の歪みを解消し、お客様をスタイルアップに導きます。バランスの良い美しい姿勢は日常生活での代謝を活性化し、運動効率を高めます。動画でコンディショニングメニューが確認できます。



最適なコンディショニングメニューを提供

メディカル+コンディショニング

ザ・ボディコンディショナは、医療の知識が有り、医療機関での運動・健康指導実績をもつ日本メディカルパーソナルサポート協会(JAMPS)認定のメディカルパーソナルトレーナー(MPT)、メディカルサポートトレーナー(MST)が考案した身体のコンディションを整えるコンディショニングプログラム(運動メニュー)をデータベース化。測定結果に合わせたコンディショニングメニューを自動的に生成します。

※JAMPS:「関西医科大学健康科学センター」と連携し、安全で効果的な運動メニューを医学的見地から処方するトレーナーの指導や育成を行う、予防医学・医療チームの新しい一員です。



スポーツ・フィットネスクラブをはじめ、健康増進施設、医療関連施設や整体、美容分野でご利用いただけます。また、施設間のネットワークによる会員管理システムの対応も順次サポート予定です。また、ご購入を検討されるお客様には、画面表示や印刷仕様のカスタマイズなどもご相談承ります。